

En stock en

avril 2012



Nouveau! Un spray pour nettoyer NOUVEAU

les yeux et les blessures

Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray

Vaporisateur conçu pour nettoyer et éliminer la poussière et les saletés des yeux et des blessures. Pulvériser à une distance de 10-15 cm de l'œil ou de la lésion. Le spray délivre un flux de liquide doux, offrant une durée de rinçage totale de 5 minutes, pratique pour les écorchures, par exemple, qui doivent être soigneusement nettoyées. Le spray peut être utilisé plusieurs fois et reste stérile jusqu'à la dernière goutte.

NB. Ce produit ne remplace pas la douche oculaire en cas d'accident oculaire grave (par exemple, projections de substances corrosives), mais peut être utilisé en second lieu pendant le transport vers l'hôpital après un rinçage initial.

La conception du flacon permet de l'utiliser quelle que soit son orientation, y compris à l'envers. Le capuchon transparent est doté d'un sceau qui se rompt à la première ouverture. Le flacon peut être stocké verticalement ou horizontalement. Le liquide contenu dans le vaporisateur est conservé dans un sachet interne isolé du gaz propulseur, ce qui l'empêche de se mélanger avec celui-ci. Contient 150 ml de solution de chlorure de sodium stérile, NaCl 0,9 %. Gaz propulseur respectueux de l'environnement.

Avantages du produit

- Nettoyage combiné des plaies et des yeux
- Convient pour la station de Premiers Secours
- Utilisable plusieurs fois
- Stérile jusqu'à la dernière goutte



Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray

Durée de conservation : 3 ans à partir de la date de fabrication. Nettoyer la buse avant usage en vaporisant brièvement en l'air. Récipient sous pression, ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler.

Contient 150 ml de solution de chlorure de sodium stérile non tamponnée, NaCl 0,9 %. Durée de rinçage totale : 5 minutes.

I 50 ml/flacon I 2 flacons/SKU	Dimensions du flacon : H 16,2 cm × Ø 5,3 cm	ı
Code EAN SKU Code EAN CU/flacon	7310807260006 7310617260005	REF 726000