

FICHE TECHNIQUE
Vaporisateur ALCOOL à 70° ISOPROPYLIQUE

- L'alcool isopropylique est un désinfectant corporel (peau saine) et de surface

Réf. : Vaporisation 50 ml ALCOOL 70°



Composition :

Actif biocide = alcool isopropylique

Mode d'emploi

Appliquer sur la zone à désinfecter puis laisser sécher.
Renouveler l'application toutes les 6 heures si nécessaire.
Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Efficacité :

Action immédiate

Conditionnement conseillé par carton de 24 unités

Usage EXTERNE – Tenir hors de portée des enfants

Code Article 8170102
